

SAGE Instructions d'administration et de notation

Le « SAGE » est un bref instrument d'évaluation cognitive auto-administré destiné à identifier les déficits cognitifs légers et le stade précoce de démence. Le temps moyen pour réaliser le test est de 15 minutes. Le score maximum est de 22. Un score de 17 ou plus est considéré comme normal.

Modalités d'administration:

Le test est auto-administré. Il doit être rempli à l'encre sans l'assistance de quiconque. Informez le sujet qu'il doit remplir quatre pages. Horloges et calendriers ne doivent pas être accessibles pendant les tests. Ne répondez pas à des questions spécifiques. Il suffit de dire «Faites de votre mieux»

Items non évalués:

Démographie

Insight : avez-vous eu des problèmes de mémoire ou de raisonnement ?

Antécédents familiaux

Symptômes moteurs

Symptômes d'accident vasculaire cérébral

Symptômes de dépression

Changements de personnalité

Capacités fonctionnelles **Items évalués:**

1. Orientation:	cotée sur 4		
Mois:	1	=	Exacte
	0	=	Inexacte
Date:	2	=	Exacte
	1	=	± 3 jours
	0	=	Toute autre réponse
Année:	1	=	Exacte
	0	=	Inexacte

2. Dénomination:	Cotée sur 2. Ne pas tenir compte de l'orthographe.		
Chaque image:	1	=	Exacte
	0	=	Inexacte

3. Similitudes: Cotée sur 2. Correct spelling/grammar not required.
 2 = Abstract
 1 = Concrete
 0 = All else
4. Calculation: Coté sur 1.
 1 = Exacte
 0 = Inexacte
5. Calculation: Coté sur 1.
 1 = Exacte
 0 = Inexacte
6. Mémoire: Évaluée ci-dessous au numéro 12.
7. Praxie constructive: Cotée sur 2.
 Dessin en trois dimensions: 2 = En trois dimensions avec des lignes parallèles à 10° près et forme correcte
 1 = En trois dimensions mais lignes non parallèles à 10° près, ou toute autre erreur dans la forme
 0 = Autre
8. Praxie constructive: Cotée sur 2.
 Horloge: 4 composantes : cadran, chiffres des heures (les 12 chiffres sont présents, dans le bon ordre et à peu près bien positionnées dans leur quadrant), aiguilles indiquant correctement l'heure et se rejoignant à proximité du centre de l'horloge, et de taille appropriée (ou correctement désignées comme grande et petite aiguille)
 2 = 4 composantes sur 4 correctes
 1 = 3 composantes sur 4 correctes, l'une de ces composantes doit être la position des aiguilles
 0 = Autre
9. Fluence verbale: Notée sur 2. Ne pas tenir compte de l'orthographe.
 2 = 12 items différents fournis
 1 = 10 or 11 items différents
 0 = 9 ou moins items différents fournis
10. Fonction exécutive: Coté sur 2.
 Test de tracé modifié: une erreur consiste à ne pas relier deux points qui devraient l'être ou à relier deux points qui ne devraient pas l'être.
 2 = Parfait ou uniquement erreurs auto-
 1 = 1 ou 2 erreurs
 0 = Plus de 2 erreurs

11. Fonction exécutive: Cotée sur 2.

Résolution de problèmes:	Version 1 et 2 ::
2	= Les bons traits ont été déplacés ou marqués et la figure finale est correcte
1	= Les bons traits ont été déplacés ou marqués mais la figure finale manque OU Les bons traits ont été déplacés ou marqués mais la figure finale est incorrecte OU Les traits n'ont pas été déplacés ou marqués mais la figure finale est correcte
0	= Tout le reste y compris traits déplacés ou marqués de façon non correcte, mais figure finale correcte

Versions 3 et 4:

2	= Les bons traits ont été rayés et la figure finale est correcte
1	= Les bons traits ont été rayés mais la figure finale manque OU Les bons traits ont été rayés mais la figure finale est incorrecte OU Les traits n'ont pas été rayés mais la figure finale est correcte
0	= Toute le reste y compris traits rayées de façon incorrecte mais dessin final correct

12. Mémoire: Le score maximum est de 2.

Versions 1 et 2:

2	= Mot à mot sans rien de plus ; « j'ai fini »
1	= Doit contenir le mot « fini » « oui j'ai fini » « fini », autres
0	= Toute autre réponse

Versions 3 et 4:

2	= mot à mot sans rien de plus ; « j'ai terminé »
1	= doit contenir le mot « terminé » « oui j'ai terminé » « terminé », autres
0	= Toute autre réponse

TOTAL des points= 0 (minimum)-22 (maximum)